



Circolatore ad immersione, tipo MX

Circolatore ad immersione. Un'alternativa economica ai bagni termici integrati per temperature liquide fino a 150 °C. Il ponte del regolatore resta saldamente sul bagno, ma viene facilmente rimosso per la pulizia della vasca. La generosa apertura del bagno offre un accesso immediato ai campioni e il coperchio del bagno incluso migliora la stabilità.

- Temperatura di lavoro da ambiente +10 °C fino a 150 °C
- Regolatore di temperatura Advanced Programmable, Advanced Digital o MX -6, 10, 20 o 28 litri di serbatoio
- Ponte chimicamente resistente DuraTop, regolatore girevole 180° rotante (su Advanced Programmable, Advanced Digital)
- Apertura coperta per serpentina di raffreddamento opzionale (mod. da 10, 20 e 28 litri)
- Capacità di circolazione esterna
- Conforme a DIN 1
- Range temperatura di lavoro: +10/+150 °C (+135 °C, tipo MX)
- Stabilità temperatura: ± 0.01 °C (± 0.07 °C, tipo MX)
- Capacità riscaldante: 2,2 kW (1,1 kW, tipo MX)
- Capacità pompa: 16,7 l/min / 0,25 bar (tipo AP, AD) 11.9 L/min / 0,12 bar (tipo MX)



Code	Description	Packaging
LLG04658639	Circolatore a immersione AP, 6 L, 340x206x378mm, aper.100x110mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658640	Circolatore a immersione a, 6 L, 340x206x378mm, aper.100x110mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658641	Bagno a immersione MX, 6 L, 340x206x406 h mm, aper.100x110mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658648	Circolatore a immersione AP, 28 L, 531x342x427mm, aper.257x214mm, prof.203mm	1 pz.
LLG04658649	Circolatore a immersione a, 28 L, 531x342x427mm, aper.257x214mm, prof.203mm	1 pz.
LLG04658650	Circolatore a immersione MX, 28 L, 531x342x457mm, aper.257x214mm, prof.203mm	1 pz.
LLG04658647	Bagno a immersione MX, 20 L, 531x342x406 mm, aper.264x228 mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658642	Circolatore a immersione AP, 10 L, 353x342x378mm, aper.99x255mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658643	Circolatore a immersione a, 10 L, 353x342x378mm, aper.99x255mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658644	Bagno a immersione MX, 10 L, 353x342x406 h mm, aper.99x255mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658645	Circolatore a immersione AP, 20 L, 531x342x378mm, aper.264x228mm, prof.152mm	1 pz.
LLG04658646	Circolatore a immersione a, 20 L, 531x342x378mm, aper.264x228mm, prof.152mm	1 pz.

