



Circolatore a immersione

Circolatore ad immersione



Code	Description	Packaging
LLG04658653	Circolatore a immersione, 11L, apertura 389x156mm, max 85°C, policarbonato	1 pz.
LLG04658651	Circolatore a immersione, 13L, apertura 229x165mm, max 150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG06281082	Circolatore a immersione, 8L, apertura 284x156mm, max 85°C, policarbonato	1 pz.
LLG04658655	Circolatore a immersione, 17L, apertura 312x305mm, max 85°C, policarbonato	1 pz.
LLG04658656	Circolatore a immersione, 23L, apertura 417x305mm, max 85°C, policarbonato	1 pz.
LLG04658652	Circolatore a immersione, 28L, apertura 445x241mm, max 150°C, acciaio inox	1 pz.
LLG04658654	Circolatore a immersione, 14L, apertura 493x156mm, max 85°C, policarbonato	1 pz.
LLG04658657	Circolatore a immersione, 28L, apertura 523x305mm, max 85°C, policarbonato	1 pz.

