



Dewar in acciaio cromato

Dewar in acciaio cromato. Acciaio al nickel-cromo, infrangibile, aperto. Con isolamento ad alto vuoto. Intervallo temperature $-269 +300^{\circ}\text{C}$. 5 anni di garanzia di isolamento.



Code	Description	Packaging
LLG09031982	Dewar in acciaio cromato, 1 L, Øint. 85 mm, Ø est. 107 mm, h int. 206 mm	1 pz.
LLG09031983	Dewar in acciaio cromato, 1 L, Øint. 100 mm, Øest. 122 mm, h int. 157 mm	1 pz.
LLG09031984	Dewar in acciaio cromato, 2 L, Øint. 100 mm, Øest. 122 mm, h int. 285 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

