



## Dewar in acciaio cromato

Dewar in acciaio cromato. Acciaio al nickel-cromo, infrangibile, aperto. Con isolamento ad alto vuoto. Intervallo temperature  $-269 +300^{\circ}\text{C}$ . 5 anni di garanzia di isolamento.



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09031982 | Dewar in acciaio cromato, 1 L, Øint. 85 mm, Ø est. 107 mm, h int. 206 mm | 1 pz.     |
| LLG09031983 | Dewar in acciaio cromato, 1 L, Øint. 100 mm, Øest. 122 mm, h int. 157 mm | 1 pz.     |
| LLG09031984 | Dewar in acciaio cromato, 2 L, Øint. 100 mm, Øest. 122 mm, h int. 285 mm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

