

**Filtri per siringa Minisart in cellulosa rigenerata (RC)****Sartorius**

Filtri per siringa Minisart in cellulosa rigenerata (RC). Unità pronte all'uso con membrana idrofila, resistente ai solventi, in cellulosa rigenerata per una preparazione dei campioni rapida e semplice. Adatte a soluzioni acquose/organiche. Con ingresso femmina Luer-lock, uscita maschio luer. Non sterili.



Code	Description	Packaging
LLG07075954	Filtro siringa Minisart RC, Ø15 mm, pori 0,20µm, sterile	50 pz.
LLG07076270	Filtri per siringa Minisart in RC, Ø25 mm, 0,20 µm, Male Luer Slip, Sterile	50 pezzi
LLG09049081	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,20 µm Ø 4 mm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049082	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,20 µm Ø 4 mm, all. PP, non sterile	500 pz.
LLG09049087	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,20 µm Ø 15 mm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049088	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,20 µm Ø 15 mm, all. PP, non sterile	500 pz.
LLG09049091	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,45 µm, Ø 15 mm, all.PP, non sterile	50 pz.
LLG09049092	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,45 µm, Ø 15 mm, all.PP, non sterile	500 pz.
LLG09049094	Syringe filter holders Minisart RC,cellu	50 pz.
LLG09049095	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,20 µm Ø 25 mm, all. PP, non sterile	500 pz.
LLG09049097	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,45 µm Ø 25 mm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049098	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,45 µm, Ø 25 mm, all.PP, non sterile	500 pz.
LLG09049084	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,45 µm, Ø 4 mm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049085	Filtri siringa Minisart RC dim. pori 0,45 µm, Ø 4 mm, all. PP, non sterile	500 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

