

**Vasi Dewar, cilindrici, per CO2 e LN2****KGW**

Vasi Dewar, cilindrici, per CO₂ e LN₂. DURAN®. DIN 12492. Cilindrici. Con rivestimento in alluminio, blu. Utilizzabile su agitatori magnetici. Tutti i modelli sono disponibili anche senza rivestimento, argentato oppure no, con strisce ben visibili di contrasto. I tappi sono da ordinare a parte.



Code	Description	Packaging
LLG09032011	Vasi Dewar, DURAN, 100 ml Øint. 40 mm Øest. 56 mm h int. 90 mm	1 pz.
LLG09032021	Vasi Dewar, DURAN, 1000 ml Øint. 77 mm Øest. 95 mm h int. 235 mm	1 pz.
LLG09032019	Vasi Dewar, DURAN, 1200 ml Øint. 67 mm Øest. 80 mm h int. 350 mm	1 pz.
LLG09032022	Vasi Dewar, DURAN, 1500 ml Øint. 77 mm Øest. 95 mm h int. 345 mm	1 pz.
LLG09032024	Vasi Dewar, DURAN, 1500 ml Øint. 90 mm Øest. 115 mm h int. 245 mm	1 pz.
LLG09032012	Vasi Dewar, DURAN, 200 ml Øint. 40 mm Øest. 56 mm h int. 170 mm	1 pz.
LLG09032025	Vasi Dewar, DURAN, 2000 ml Øint. 90 mm Øest. 115 mm h int. 340 mm	1 pz.
LLG09032028	Vasi Dewar, DURAN, 2000 ml Øint. 100 mm Øest. 120 mm h int. 290 mm	1 pz.
LLG09032030	Vasi Dewar, DURAN, 2500 ml Øint. 110 mm Øest. 130 mm h int. 290 mm	1 pz.
LLG09032013	Vasi Dewar, DURAN, 300 ml Øint. 47 mm Øest. 60 mm h int. 190 mm	1 pz.
LLG09032033	Vasi Dewar, DURAN, 4000 ml Øint. 138 mm Øest. 160 mm h int. 310 mm	1 pz.
LLG09032027	Vasi Dewar, DURAN, 1500 ml Øint. 100 mm Øest. 120 mm h int. 240 mm	1 pz.
LLG09032015	Vasi Dewar, DURAN, 500 ml Øint. 57 mm Øest. 70 mm h int. 210 mm	1 pz.
LLG09032018	Vasi Dewar, DURAN, 800 ml Øint. 67 mm Øest. 80 mm h int. 240 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

