

**Filtri per siringhe Minisart NML, acetato di cellulosa (CA)****Sartorius**

Filtri per siringhe Minisart NML, acetato di cellulosa (CA). Per filtrazione sterile, senza particelle, ultrapura di piccoli volumi di liquidi sino a circa 100 ml. Codifica colore per un'identificazione facile della porosità. Con membrana idrofila in acetato di cellulosa per un adsorbimento minimo (basso potere legante alle proteine). Subito pronta all'uso. Raccordi Luer.



Code	Description	Packaging
LLG09049102	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 0,45 µm, sterile	50 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

