

**Filtri per siringa Minisart SRP, PTFE****Sartorius**

Filtri per siringa Minisart SRP, PTFE. Con membrana in PTFE, idrofoba, chimicamente resistente, per l'ultrapurificazione di solventi o liquidi aggressivi, in 'analisi GC o HPLC. Basso Adsorbimento. Con ingresso femmina luer-lock ed uscita luer maschio. Non sterili .



Code	Description	Packaging
LLG09049111	Filtri a siringa Minisart SRP, PTFE, Ø 15 mm, pori 0,2 µm, Spike Maschio, Colore Bianco, stampato, non sterile	50 pz
LLG06250452	Filtri a siringa Minisart SRP, PTFE, Ø 25 mm, pori 0,2 µm, Luer Slip Maschio, Colore Bianco, stampato, non sterile	200 pz
LLG07076124	Minisart® SRP 25, 25 mm 0,2 STERILE 50 P	50 pz
LLG07017207	Filtro siringa Minisart SRP, PTFE, Ø15 mm, pori 0,20µm, non sterile	500 pz.
LLG07080155	Filtri siringa Minisart SRP, PTFE, Ø15mm, 0,20 µm, Male Luer Slip, Sterile	50 pz.
LLG09049073	Filtri siringa Minisart SRP Ø 15 mm, pori 0,45 µm, all. PP, non sterile	500 pz.
LLG09049115	Filtro siringa Minisart SRP, PTFE, Ø25 mm, pori 0,20µm, non sterile	50 pz.
LLG09049116	Filtri siringa Minisart SRP Ø 25 mm, pori 0,45 µm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049117	Filtri siringa Minisart SRP Ø 25 mm, pori 0,45 µm, all. PP, non sterile	500 pz.
LLG09604022	Filtro siringa Minisart SRP, PTFE, Ø15 mm, pori 0,20µm, non sterile	50 pz.
LLG09604024	Filtri siringa Minisart SRP Ø 15 mm, pori 0,45 µm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049146	Filtri siringa Minisart SRP Ø 4 mm, pori 0,45 µm, all. PP, non sterile	50 pz.
LLG09049147	Filtri siringa Minisart SRP Ø 4 mm, pori 0,45 µm, all. PP, non sterile	500 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

