

**Contenitori di dispersione s POLYTRON GS****KINEMATICA**

Contenitori di dispersione s POLYTRON® GS. I contenitori GS per omogenizzatori POLYTRON® sono disponibili in vetro borosilicato o in acciaio inossidabile. Le giare GS hanno una forma a quadrifoglio, che crea turbolenze elevate, ottimizzando la miscelazione e l'efficienza di dispersione. Questo riduce al minimo i tempi di lavorazione e riduce l'applicazione di energia. I contenitori GS in acciaio inossidabile sono equipaggiati con diaframmi. Le traverse disturbano radicalmente il flusso e generano flussi opposti aggiuntivi, ottimizzando la miscelazione nei contenitori di dispersione. I tappi a vite sterilizzabili, con guarnizione in PTFE o silicone, resistono a temperature fino a 180 °C. L'acciaio inossidabile 18/10 è antiruggine, duraturo, ha buone proprietà isolanti, è completamente igienico, atossico e non magnetico.



| Code        | Description                                                                  | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04013080 | Contentitori GS50, 1000ml, Ø 90mm, h 250mm, spess.3,5mm, vetro               | 1 pz.     |
| LLG04013084 | Contentitori GS50K, 1000ml, Ø90mm, h 250mm, spess.3,5mm, vetro, GL80, coper. | 1 pz.     |
| LLG09570250 | Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-1, 1000 ml, Ø 105 mm, h 150 mm | 1 pz.     |
| LLG09570247 | Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-10.C.B., 10L, Ø 230mm, h 280mm | 1 pz.     |
| LLG09570257 | Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-10, 10L, Ø 230 mm, h 280 mm    | 1 pz.     |
| LLG07981186 | Contentitori, GS 25K, 150 ml, Ø 54mm, h 150mm, vetro boro, GL 45, coperchio  | 1 pz.     |
| LLG09570221 | Contentitori, GS 25, 150 ml, Ø 54mm, h 150mm, Spessore 3,5mm, vetro boro     | 1 pz.     |
| LLG09570251 | Contentitori GS100-2, 2000 ml, Ø135mm, h 170mm, spess.1,2mm, acciaio         | 1 pz.     |
| LLG09570242 | Contentitori GS100-3.C.B., 3 L, Ø165mm, h 180mm, spess.1,2mm, acciaio, coper | 1 pz.     |
| LLG04013079 | Contentitori, GS 15, 35 ml, Ø 30mm, h 100mm, vetro boro                      | 1 pz.     |
| LLG04013082 | Contentitori, GS 15K, 35 ml, Ø 30mm, h 100mm, vetro boro                     | 1 pz.     |
| LLG04013083 | Contentitori, GS 40K, 500 ml, Ø 80mm, h 200mm, vetro boro, GL 45, coperchio  | 1 pz.     |
| LLG09570222 | Contentitori, GS 40, 500 ml, Ø 80mm, h 200mm, Spessore 3,5mm, vetro boro     | 1 pz.     |
| LLG09570254 | Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-5, 5000 ml, Ø 185 mm, h 225 mm | 1 pz.     |
| LLG09570245 | Contentitori, GS 100-6.C.B., 6 L, Ø185x265 h mm, acciaio inox, coperchio     | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

