

**Contenitori di dispersione s POLYTRON GS****KINEMATICA**

Contenitori di dispersione s POLYTRON® GS. I contenitori GS per omogenizzatori POLYTRON® sono disponibili in vetro borosilicato o in acciaio inossidabile. Le giare GS hanno una forma a quadrifoglio, che crea turbolenze elevate, ottimizzando la miscelazione e l'efficienza di dispersione. Questo riduce al minimo i tempi di lavorazione e riduce l'applicazione di energia. I contenitori GS in acciaio inossidabile sono equipaggiati con diaframmi. Le traverse disturbano radicalmente il flusso e generano flussi opposti aggiuntivi, ottimizzando la miscelazione nei contenitori di dispersione. I tappi a vite sterilizzabili, con guarnizione in PTFE o silicone, resistono a temperature fino a 180 °C. L'acciaio inossidabile 18/10 è antiruggine, duraturo, ha buone proprietà isolanti, è completamente igienico, atossico e non magnetico.



Code	Description	Packaging
LLG04013080	Contentitori GS50, 1000ml, Ø 90mm, h 250mm, spess.3,5mm, vetro	1 pz.
LLG04013084	Contentitori GS50K, 1000ml, Ø90mm, h 250mm, spess.3,5mm, vetro, GL80, coper.	1 pz.
LLG09570250	Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-1, 1000 ml, Ø 105 mm, h 150 mm	1 pz.
LLG09570247	Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-10.C.B., 10L, Ø 230mm, h 280mm	1 pz.
LLG09570257	Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-10, 10L, Ø 230 mm, h 280 mm	1 pz.
LLG07981186	Contentitori, GS 25K, 150 ml, Ø 54mm, h 150mm, vetro boro, GL 45, coperchio	1 pz.
LLG09570221	Contentitori, GS 25, 150 ml, Ø 54mm, h 150mm, Spessore 3,5mm, vetro boro	1 pz.
LLG09570251	Contentitori GS100-2, 2000 ml, Ø135mm, h 170mm, spess.1,2mm, acciaio	1 pz.
LLG09570242	Contentitori GS100-3.C.B., 3 L, Ø165mm, h 180mm, spess.1,2mm, acciaio, coper	1 pz.
LLG04013079	Contentitori, GS 15, 35 ml, Ø 30mm, h 100mm, vetro boro	1 pz.
LLG04013082	Contentitori, GS 15K, 35 ml, Ø 30mm, h 100mm, vetro boro	1 pz.
LLG04013083	Contentitori, GS 40K, 500 ml, Ø 80mm, h 200mm, vetro boro, GL 45, coperchio	1 pz.
LLG09570222	Contentitori, GS 40, 500 ml, Ø 80mm, h 200mm, Spessore 3,5mm, vetro boro	1 pz.
LLG09570254	Contentitori di dispersione s POLYTRON GS 100-5, 5000 ml, Ø 185 mm, h 225 mm	1 pz.
LLG09570245	Contentitori, GS 100-6.C.B., 6 L, Ø185x265 h mm, acciaio inox, coperchio	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

