



Supporti per omogenizzatori POLYTRON

Supporti per omogenizzatori POLYTRON® HS 1200

E: supporto per motore, trasformatore, quattro utensili di dispersione e due attrezzi.

ST-P 13/320: supporto in lamiera di acciaio inox con tappetino antiscivolo in silicone, con supporto regolabile in altezza per l'azionamento e per il fissaggio della base.

ST-P 01/200: supporto di giunzione in acciaio inox (molla a gas) con due tappi a ribattino per il fissaggio sicuro della stazione base. Il supporto del motore può essere ruotato in qualsiasi direzione, sollevato e abbassato.

ST-P 15/320: supporto da tavolo in acciaio inox con supporto regolabile in altezza per il supporto del motore e per il fissaggio sicuro della stazione base.

ST-P 20/600: supporto a piastra con design a due aste. Altezza regolabile.

ST-P 10/600: supporto a piastra con un disegno a stelo. Consente una regolazione facile e sicura dell'altezza dell'unità motore. Materiale: alluminio.

ST-F 10/600: supporto con piede ad H, in alluminio anodizzato ed altezza regolabile, tavolo di lavoro girevole rivestito in PTFE con supporto per contenitore. Materiale: alluminio.

ST-P 14/590 + 500: supporto a piastra elettrica con barra telescopica di sollevamento per una maggiore facilità d'uso. Incluso pulsante su / giù e tappetino per evitare scivolamenti. Corsa 500 mm. L'elettronica è progettata per temperature ambiente da + 5 °C a + 40 °C e testata secondo EN 60335-1 e UL 962.



Code	Description	Packaging
LLG04013061	Supporti per POLYTRON, tipo ST-P10/600, oer PT 10-35 GT, peso 290 g	1 pz.
LLG04013074	Adattatore, Per PT 10-35 GT	1 pz.
LLG04013069	Supporto contenitore ST-P10, Per PT 10-35 GT / ST-P10/600	1 pz.
LLG04013072	Anello di posizionamento ST-P10, Per PT 10-35 GT / ST-P10/600	1 pz.
LLG04013055	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P13/320, Per PT 1200 E, Peso 1000 g	1 pz.
LLG06260509	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON HS 1200 E, Per PT 1200 E, Peso 680 g	1 pz.
LLG04013056	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P01/200, Per PT 1300 D, Peso 360 g	1 pz.
LLG04013057	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P15/320, Per PT 1300 D, Peso 1000 g	1 pz.
LLG04013060	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P20/600, Per PT 2500 E, Peso 370 g	1 pz.
LLG04013073	Adattatore, Per PT 2500 E	1 pz.
LLG04013064	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P14/590+500, con spina CH	1 pz.
LLG04013065	Supporti, con spina EU, Per PT 2500 E/PT 10-35 GT/PT 3100 D/PT 6100 D	1 pz.
LLG04013070	Supporto ST-P14, Per PT 2500 E/PT 10-35 GT/PT 3100 D/ST-P14/590+500	1 pz.
LLG07981188	Anello di posizionamento ST-P20, Per PT 2500 E / ST-P20/600	1 pz.
LLG07981189	Supporto contenitore ST-P20, Per PT 2500 E / ST-P20/600	1 pz.
LLG04013062	Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-F10/600, Per PT 3100 D, Peso 550 g	1 pz.
LLG04013075	Adattatore, Per PT 3100 D	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

