



## Supporti per omogenizzatori POLYTRON

Supporti per omogenizzatori POLYTRON® HS 1200

E: supporto per motore, trasformatore, quattro utensili di dispersione e due attrezzi.

ST-P 13/320: supporto in lamiera di acciaio inox con tappetino antiscivolo in silicone, con supporto regolabile in altezza per l'azionamento e per il fissaggio della base.

ST-P 01/200: supporto di giunzione in acciaio inox (molla a gas) con due tappi a ribattino per il fissaggio sicuro della stazione base. Il supporto del motore può essere ruotato in qualsiasi direzione, sollevato e abbassato.

ST-P 15/320: supporto da tavolo in acciaio inox con supporto regolabile in altezza per il supporto del motore e per il fissaggio sicuro della stazione base.

ST-P 20/600: supporto a piastra con design a due aste. Altezza regolabile.

ST-P 10/600: supporto a piastra con un disegno a stelo. Consente una regolazione facile e sicura dell'altezza dell'unità motore. Materiale: alluminio.

ST-F 10/600: supporto con piede ad H, in alluminio anodizzato ed altezza regolabile, tavolo di lavoro girevole rivestito in PTFE con supporto per contenitore. Materiale: alluminio.

ST-P 14/590 + 500: supporto a piastra elettrica con barra telescopica di sollevamento per una maggiore facilità d'uso. Incluso pulsante su / giù e tappetino per evitare scivolamenti. Corsa 500 mm. L'elettronica è progettata per temperature ambiente da + 5 °C a + 40 °C e testata secondo EN 60335-1 e UL 962.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04013061 | Supporti per POLYTRON, tipo ST-P10/600, oer PT 10-35 GT, peso 290 g         | 1 pz.     |
| LLG04013074 | Adattatore, Per PT 10-35 GT                                                 | 1 pz.     |
| LLG04013069 | Supporto contenitore ST-P10, Per PT 10-35 GT / ST-P10/600                   | 1 pz.     |
| LLG04013072 | Anello di posizionamento ST-P10, Per PT 10-35 GT / ST-P10/600               | 1 pz.     |
| LLG04013055 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P13/320, Per PT 1200 E, Peso 1000 g | 1 pz.     |
| LLG06260509 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON HS 1200 E, Per PT 1200 E, Peso 680 g   | 1 pz.     |
| LLG04013056 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P01/200, Per PT 1300 D, Peso 360 g  | 1 pz.     |
| LLG04013057 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P15/320, Per PT 1300 D, Peso 1000 g | 1 pz.     |
| LLG04013060 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P20/600, Per PT 2500 E, Peso 370 g  | 1 pz.     |
| LLG04013073 | Adattatore, Per PT 2500 E                                                   | 1 pz.     |
| LLG04013064 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-P14/590+500, con spina CH           | 1 pz.     |
| LLG04013065 | Supporti, con spina EU, Per PT 2500 E/PT 10-35 GT/PT 3100 D/PT 6100 D       | 1 pz.     |
| LLG04013070 | Supporto ST-P14, Per PT 2500 E/PT 10-35 GT/PT 3100 D/ST-P14/590+500         | 1 pz.     |
| LLG07981188 | Anello di posizionamento ST-P20, Per PT 2500 E / ST-P20/600                 | 1 pz.     |
| LLG07981189 | Supporto contenitore ST-P20, Per PT 2500 E / ST-P20/600                     | 1 pz.     |
| LLG04013062 | Supporti per Omogenizzatori POLYTRON ST-F10/600, Per PT 3100 D, Peso 550 g  | 1 pz.     |
| LLG04013075 | Adattatore, Per PT 3100 D                                                   | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

