

**Scatola standard coibentata, Styrofoam****eutecma GmbH**

Scatola standard coibentata, Styrofoam.

Le scatole coibentate, in combinazione con gli elementi riscaldanti Icecatch®, disponibili separatamente, sono ideali per il trasporto di prodotti e campioni sensibili alla temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG04680480	Scatola isolata standard, polistirolo, capacità 8,5 litri	1 pz
LLG04680481	Scatola termica Styropor®, in polistirolo, da 4.7 L, dim. 300x200x200 mm	1 pz
LLG04680482	Thermo box Styropor®, 11 litri, 395x295x160 mm. ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 24 pz, OLTRE MULTIPLI DI 24 pz	1 pz
LLG04680483	Scatola termica Styropor® 26.4 L, 552x368x300 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

