

**Bicchiere vetro DURAN® per filtrazione****Duran**

Beaker filtrante in vetro, DURAN®, parete spessa.

- Con becco;
- Fino a 5000 ml con scala;
- Vetro di tipo I / vetro neutro secondo USP, EP e JP.
- Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09051036	Becher vetro DURAN per filtrazione, 250 ml, Ø 70 mm, h 94 mm, graduato	1 pz
LLG09051044	Becher vetro DURAN per filtrazione, 500 ml, Ø 89 mm, h 124 mm, graduato	1 pz
LLG09051054	Becher vetro DURAN per filtrazione, 1 L, Ø 105 mm, h 160 mm, graduato	1 pz
LLG09051063	Becher vetro DURAN per filtrazione, 2 L, Ø 135 mm, h 195 mm, graduato	1 pz
LLG09051068	Becher vetro DURAN per filtrazione, 3 L, Ø 157 mm, h 205 mm, graduato	1 pz
LLG09051073	Becher vetro DURAN per filtrazione, 5 L, Ø 182 mm, h 256 mm, graduato	1 pz
LLG09051086	Becher vetro DURAN per filtrazione, 10 L, Ø 225 mm, h 340 mm, non graduato	1 pz
LLG09051088	Becher vetro DURAN per filtrazione, 15 L, Ø 260 mm, h 390 mm, non graduato	1 pz
LLG09051091	Becher vetro DURAN per filtrazione, 20 L, Ø 285 mm, h 430 mm, non graduato	1 pz
LLG09051108	Becher vetro DURAN per filtrazione, 100 ml, Ø 52 mm, h 85 mm, graduato	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

