

**Bicchieri vetro DURAN® per filtrazione****Duran**

Beaker filtrante in vetro, DURAN®, parete spessa.

- Con becco;
- Fino a 5000 ml con scala;
- Vetro di tipo I / vetro neutro secondo USP, EP e JP.
- Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09051036	Becher vetro DURAN per filtrazione, 250 ml, Ø 70 mm, h 94 mm, graduato	1 pz
LLG09051044	Becher vetro DURAN per filtrazione, 500 ml, Ø 89 mm, h 124 mm, graduato	1 pz
LLG09051054	Becher vetro DURAN per filtrazione, 1 L, Ø 105 mm, h 160 mm, graduato	1 pz
LLG09051063	Becher vetro DURAN per filtrazione, 2 L, Ø 135 mm, h 195 mm, graduato	1 pz
LLG09051068	Becher vetro DURAN per filtrazione, 3 L, Ø 157 mm, h 205 mm, graduato	1 pz
LLG09051073	Becher vetro DURAN per filtrazione, 5 L, Ø 182 mm, h 256 mm, graduato	1 pz
LLG09051086	Becher vetro DURAN per filtrazione, 10 L, Ø 225 mm, h 340 mm, non graduato	1 pz
LLG09051088	Becher vetro DURAN per filtrazione, 15 L, Ø 260 mm, h 390 mm, non graduato	1 pz
LLG09051091	Becher vetro DURAN per filtrazione, 20 L, Ø 285 mm, h 430 mm, non graduato	1 pz
LLG09051108	Becher vetro DURAN per filtrazione, 100 ml, Ø 52 mm, h 85 mm, graduato	1 pz