

**Scolavetreria, PS****Kartell**

Scolavetreria, PS. In polistirene. Per montaggio a muro, con ampia canalina di scolo. I supporti per la vetreria possono essere spostati in base alle necessità. I fori per i supporti sono chiusi sulla parete posteriore, per evitare fuoriuscita di acqua. Fornito con 72 supporti ( $\varnothing$  15 mm, lungh. 95 mm), 11 supporti piccoli ( $\varnothing$  6mm, lungh. 95mm), tubo di scarico e materiale per il montaggio a parete. Dimensioni (L x P x A): 450 x 63 x 110 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09003240	Pannello di scolo	1 pz
LLG09003032	Supporti piccoli (95 x 6 mm)	11 pz
LLG09003033	Supporti piccoli (95 x 15 mm)	72 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

