

**Apparecchio di filtrazione Duran® di Witt****DURAN Group**

Apparecchio di filtrazione Duran® di Witt. Recipiente cilindrico in vetro, con coperchio intercambiabile flangiato con raccordo conico 29/32 e connessione portagomma laterale in plastica. Resistenza al vuoto.



Code	Description	Packaging
LLG09051519	Apparecchi di filtrazione, DN 100, altezza 160 mm, coperchio 29/32	1 pz
LLG09051619	Apparecchi di filtrazione, DN 100, altezza 160 mm, coperchio 45/40	1 pz
LLG09051531	Apparecchi di filtrazione, DN 150, altezza 200 mm, coperchio 29/32	1 pz
LLG09051631	Apparecchi di filtrazione, DN 150, altezza 200 mm, coperchio 45/40	1 pz
LLG07022240	Apparato filtrante, tipo Witt	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

