

**Crogioli filtranti, DURAN®****DURAN Group**

Crogioli filtranti, DURAN®. Crogioli in vetro DURAN®. Con disco filtrante in vetro sinterizzato alla base. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09052021	Crogioli filtranti, capacità 30 ml, porosità 1, Ø 28 mm	1 pz
LLG09052022	Crogioli filtranti, capacità 30 ml, porosità 2, Ø 28 mm	1 pz
LLG09052023	Crogioli filtranti, capacità 30 ml, porosità 3, Ø 28 mm	1 pz
LLG09052024	Crogioli filtranti, capacità 30 ml, porosità 4, Ø 28 mm	1 pz
LLG09052025	Crogioli filtranti, capacità 30 ml, porosità 5, Ø 28 mm	1 pz
LLG09052031	Crogioli filtranti, capacità 50 ml, porosità 1, Ø 36 mm	1 pz
LLG09052032	Crogioli filtranti, capacità 50 ml, porosità 2, Ø 46 mm	1 pz
LLG09052033	Crogioli filtranti, capacità 50 ml, porosità 3, Ø 36 mm	1 pz
LLG09052034	Crogioli filtranti, capacità 50 ml, porosità 4, Ø 36 mm	1 pz

