

**Anelli di Guko****Deutsch & Neumann**

Anelli di Guko. Guarnizioni in gomma naturale (NR), grigio. Coniche. Per montare i crogioli filtranti o imbuti sulle beute da vuoto.



Code	Description	Packaging
LLG09052412	Anelli di Guko Ø superiore 21 mm, Ø base 12,0 mm, h 18 mm, spess. 2,5 mm	1 pz.
LLG09052417	Anelli di Guko Ø superiore 27 mm, Ø base 17,0 mm, h 20 mm, spess. 3,0 mm	1 pz.
LLG09052423	Anelli di Guko Ø superiore 33 mm, Ø base 21,0 mm, h 24 mm, spess. 3,0 mm	1 pz.
LLG09052427	Anelli di Guko Ø superiore 41 mm, Ø base 27,5 mm, h 27 mm, spess. 4,0 mm	1 pz.
LLG09052432	Anelli di Guko Ø superiore 53 mm, Ø base 33,0 mm, h 34 mm, spess. 5,0 mm	1 pz.
LLG09052436	Anelli di Guko Ø superiore 68 mm, Ø base 48,0 mm, h 35 mm, spess. 5,5 mm	1 pz.
LLG06071789	Anelli di Guko, Diam. superiore 41 mm, Ø base 27.5 mm, Altezza 27 mm, Spessore 4.0 mm, Colore rosso	1 pz
LLG06078202	Anelli di Guko, Diam. superiore 53 mm, Ø base 33.0 mm, Altezza 34 mm, Spessore 5.0 mm, Colore rosso	1 pz
LLG09052439	Anelli di Guko Ø superiore 78 mm, Ø base 58,0 mm, h 35 mm, spess. 6,0 mm	1 pz.
LLG09052443	Anelli di Guko Ø superiore 89 mm, Ø base 66,0 mm, h 40 mm, spess. 6,5 mm	1 pz.

