

**Siringhe in vetro, vetro borosilicato****DURAN Group**

Siringhe in vetro, vetro borosilicato.  
Con graduazioni marroni. Sterilizzabili fino a 134 °C.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06272088 | Siringhe in vetro borosilicato, 1 ml, cono vetro, attacco Luer         | 1 pz      |
| LLG06272094 | Siringhe in vetro borosilicato, 1 ml, cono metallo, attacco Luer-Lock  | 1 pz      |
| LLG06272091 | Siringhe in vetro borosilicato, 10 ml, cono vetro, attacco Luer        | 1 pz      |
| LLG06272097 | Siringhe in vetro borosilicato, 10 ml, cono metallo, attacco Luer-Lock | 1 pz      |
| LLG06272089 | Siringhe in vetro borosilicato, 2 ml, cono vetro, attacco Luer         | 1 pz      |
| LLG06272095 | Siringhe in vetro borosilicato, 2 ml, cono metallo, attacco Luer-Lock  | 1 pz      |
| LLG06272092 | Siringhe in vetro borosilicato, 20 ml, cono vetro, attacco Luer        | 1 pz      |
| LLG06272098 | Siringhe in vetro borosilicato, 20 ml, cono metallo, attacco Luer-Lock | 1 pz      |
| LLG06272090 | Siringhe in vetro borosilicato, 5 ml, cono vetro, attacco Luer         | 1 pz      |
| LLG06272096 | Siringhe in vetro borosilicato, 5 ml, cono metallo, attacco Luer-Lock  | 1 pz      |
| LLG06272093 | Siringhe in vetro borosilicato, 50 ml, cono vetro, attacco Luer        | 1 pz      |
| LLG06272099 | Siringhe in vetro borosilicato, 50 ml, cono metallo, attacco Luer-Lock | 1 pz      |
| LLG09052610 | Tubo per separazione gas, porosità 0, 175 D, 25mm, DURAN               | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



