

**Supporto per filtrazioni, DURAN®****DURAN Group**

Supporto per filtrazioni, in vetro DURAN®. Supporto modulare smontabile, con raccordo filettato, imbuto in PP e due guarnizioni FKM. Dischi filtranti sinterizzati (9.052 941 to 9.052 954) che si fissano tra 2 guarnizioni FKM e sono facilmente sostituibili. Membrane o carte da filtro possono essere allungate lungo tutto il filtro. I dischi sono da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09052910	Supporto per filtrazioni, Duran, cap. 1000 ml Ø 90 mm Ø 95 mm	1 pz
LLG09052905	Supporto per filtrazioni, Duran, cap. 250 ml Ø 50 mm Ø 54 mm	1 pz
LLG09052903	Supporto per filtrazioni, Duran, cap. 30 ml Ø 24 mm Ø 28 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

