

**Supporto per filtrazioni, senza Imbuto, DURAN®****DURAN Group**

Supporto per filtrazioni, senza imbuto, DURAN®. Serbatoio in vetro DURAN®.  
Con filettatura, senza imbuto in PP, senza guarnizioni in Viton.



| Code        | Description                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09052920 | Supporto per filtrazioni, Duran, cap. 1000 ml Ø 95 mm | 1 pz      |
| LLG09052915 | Supporto per filtrazioni, Duran, cap. 250 ml Ø 54 mm  | 1 pz      |
| LLG09052913 | Supporto per filtrazioni, Duran, cap. 30 ml Ø 28 mm   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

