

**Filtri a membrana, acetato di cellulosa**

Sartorius Lab Instruments

Filtri a membrana, acetato di cellulosa. Modello 111. In acetato di cellulosa. Di colore bianco. Resistenti alla sterilizzazione sin o a 134°C, a secco fino a 180°C. Basso adsorbimento (importante per lavori con soluzioni ricche di proteine). Adatti per filtrazioni di soluzioni acquose, metanolo, etanolo, alcoli di elevata purezza, analisi dei residui di combustibili e oli. A basso rilascio di sostanze estraibili, meno dell'1 % del peso. Altre dimensioni, porosità e formati a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09053055	Membrana filtrante in CA tipo 11106, dim. pori 0,45 µm, Ø 142 mm	25 pz.
LLG09053075	Membrana filtrante in CA tipo 11107, dim. pori 0,20 µm, Ø 142 mm	25 pz.
LLG09053024	Filtri a membrana, acetato di cellulosa, Diam. 25 mm, Dim. pori 0,65 µm	100 pz
LLG09053044	Membrana filtrante in CA tipo 11106, dim. pori 0,45 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09053064	Membrana filtrante in CA tipo 11107, dim. pori 0,20 µm, Ø 25 mm	100 pz.
LLG09053048	Membrana filtrante in CA tipo 11106, dim. pori 0,45 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09053068	Membrana filtrante in CA tipo 11107, dim. pori 0,20 µm, Ø 47 mm	100 pz.
LLG09053049	Membrana filtrante in CA tipo 11106, dim. pori 0,45 µm, Ø 50 mm	100 pz.
LLG09053069	Membrana filtrante in CA tipo 11107, dim. pori 0,20 µm, Ø 50 mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

