



Nebulizzatore SG e1

Nebulizzatore SG e1. Funzionamento mediante pompa elettrica, potente e silenziosa, che genera uno spray omogeneo e ultrafine. I liquidi, fino a media viscosità vengono vaporizzati finemente con la sola pressione di un tasto. Il diametro delle goccioline è tra 5 - 10 micron per una portata di 20 ml/min riferita all'acqua. Bottiglia in vetro borosilicato con capacità 50 ml, con collo filettato, da avvitare sul vaporizzatore con un raccordo in PTFE. Sostituibile in pochi secondi. La protezione da sovraccarico elettrico consente il posizionamento continuo del vaporizzatore nella postazione di carica. Fornito con accumulatore, stazione di ricarica, flacone e vaporizzatore.



Code	Description	Packaging
LLG09539046	Reservoirs 50 ml	10 pz.
LLG09539045	Nebulizzatore SG 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

