



Microscopio Digitale RED-50X

Microscopio Digitale RED-50X. Microscopio digitale WiFi. La tua immagine streaming al microscopio in diretta su qualsiasi dispositivo funzionante con Android e iOS, muoversi liberamente attraverso il laboratorio o l'aula per mostrare e condividere l'immagine.

- Testata monoculare con integrata camera WiFi digitale CMOS 1/3" chip
- Risoluzione sensore: 1.3 MP
- Trasmissione WiFi: 1280 x 1024 pixels
- Oculari a grande campo WF10X/18, con puntatore
- Revolver portaobiettivi triplo rovesciato
- Obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X S, bloccabili
- Sistema grossolano di messa a fuoco
- Piattaforma con inserito condensatore 0.65 N.A. e pinze fermacampione one-touch
 - Diaframma a disco
 - Illuminazione LED cordless 20 mA, 3.5 V, 70 mW con controllo intensità
 - Alimentazione 100-240 V (CE)
 - Inclusi caricatore, batterie e copertina antipolvere
 - Motic Images 3.0 per Windows, OSX e Linux
 - Vetrino di calibrazione Motic 4-punti
 - Sistemi operativi: Windows, OSX, Android e iOS.



Code	Description	Packaging
LLG06285860	Microscopio Digitale RED-50X, Tipo RED-50X, Monoculare	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

