

**Microscopio per Laboratorio RED 220****Motic**

Microscopio per laboratorio RED 220. Progettato per studenti di biologia avanzata, insegnanti, dottori e tecnici di laboratorio.

- Testata binoculare tipo Siedentop, inclinata di 30°, ruotabile a 360°
- Oculari a grande campo WF 10X/20 mm
- Revolver portaobiettivi quadruplo invertito
- Obiettivi acromatici Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S, 100X S Oil
- Sistema foceggiabile coassiale di messa a fuoco fine e grossolano con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico coassiale in posizione bassa
- Condensatore di Abbe foceggiabile N.A. 1.25 con diaframma a iride
- Illuminazione a LED 3 W con controllo intensità
- Alimentazione 100-240 V (CE)
- Copertina antipolvere, olio immersione (5 ml) e gancio per cavo
- Disponibile strumento monoculare/trioculare



Code	Description	Packaging
LLG06285859	Microscopio per Laboratorio RED 220, Binoculare	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

