

**Stereomicroscopio didattico, RED 3S****Motic**

Stereomicroscopio didattico, RED 30S.

Con illuminazione indipendente a LED. Innovativo e di facile utilizzo. La molla fermacampioni Motic One-Touch aiuta a fissare facilmente il campione. Stativo a braccio fisso con un'ampia maniglia integrata per stabile sostegno e facile trasportabilità.

- Con cambio ingrandimenti (2x, 4x).
- Testata Binoculare, inclinata a 45°.
- Oculari a grande campo WF 10x/20 mm.
- Torretta obiettivi con cambio ingrandimento (2x, 4x).
- Sistema di messa a fuoco con regolazione della tensione.
- Base con braccio fisso e maniglia di trasporto.
- Illuminazione a LED ricaricabile Incidente e Trasmessa con controllo indipendente dell'intensità.
- Alimentazione 100-240 Volt (CE), caricatore e batterie incluse.
- Piatto di base Nero/Bianco e smerigliato, pinza ferma-campione "One-Touch" e copertina antipolvere.
- 10 anni di garanzia.



Code	Description	Packaging
LLG06281648	Stereomicroscopio didattico, RED 30S, Binoculare	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

