

**Marcatore per camera bianca EDDING 8011****Edding**

Marcatore per Camera Bianca, EDDING 8011.

Per marcatura permanente di carta speciale per camera bianca e laminata in ambienti privi di polvere. A prova di sbavatura e impermeabile.

- Semplice da usare
- Larghezza tratto: Circa 0.6 mm
- Pennino: appuntito



Code	Description	Packaging
LLG06284876	Pennarello per camera bianca, EDDING 8011, colore nero	10 pz.
LLG06286142	Pennarello per camera bianca, EDDING 8011, colore blu	10 pz.
LLG06286141	Pennarello per camera bianca, EDDING 8011, colore rosso	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

