

**Provette per colture cellulari fondo tondo e tappo a 2 posizioni****JetBiofil**

Provette a fondo tondo con tappo a 2 posizioni.

- Realizzati con polipropilene di alta qualità
- Graduazioni stampate in rilievo
- Perfettamente trasparenti e incolori, indicati per esperimenti di reazioni biologiche
- Resistenti agli urti, grazie a pareti più spesse
- Sterili
- Non pirogeni e DNase/RNase free

Indicazioni d'uso: ad esclusivo uso ricerca

Modalità d'impiego: per esperimenti di reazioni biologiche

Modalità di conservazione: temperatura ambiente, lontano da fonti di calore

Formati disponibili: tubi in polipropilene, trasparenti, 17x100mm, fondo tondo, sterili.



Code	Description	Packaging
TUB011140	provette in PP, trasparenti, fondo tondo, 17x100mm	500 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

