

Rack di stoccaggio per Scatole Portavetrini, Acrilico

Heathrow Scientific

Rack di stoccaggio per scatole portavetrini, acrilico. La costruzione acrilica chiara consente di vedere le etichette sulla scatola dei vetrini. Rack di stoccaggio con 15 recipienti per scatole portavetrini a 50 posti e 15 post.







Code	Description	Packaging
LLG06272113	Rack per Portavetrini, Acrilico, posti 15, 711x171x228 mm, trasparente	1 pz







CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System