

**Occhiali Panoramici 619****UNIVET**

Guanti in nitrile KIMTECH PURE G3. Lungh. 30 cm. Ambidestri. Bianchi. Ideali per la manipolazione di attrezzature delicate in microelettronica, semiconduttori, ottica e applicazioni farmaceutiche non sterili; ovvero quando sono richiesti alti livelli di sensibilità, protezione e prestazioni. Il materiale in nitrile bianco che costituisce questi guanti è privo di silicone, esente da polvere e non contiene gomma di lattice naturale, ciò minimizza il rischio potenziale da reazione di tipo I associata ai guanti. Bordo arrotolato per facilitare l'indossaggio. I guanti sono inoltre statico dissipativi quando in uso, ciò li rende adatti per componenti elettronici sensibili. La fattura della punta delle dita aumenta la sensibilità tattile e la presa da parte dell'indossatore. Controllo della contaminazione assicurata anche nel caso di processi estremamente critici. Raccomandato per Clea Room classe ISO 3 o maggiori. Sono confezionati in polietilene compatibile con Clean-Room. I rigorosi e provati processi di fabbricazione garantiscono alti livelli di qualità e stabilità. I guanti KIMTECH PURE G3 sono lavati ripetutamente con acqua deionizzata utrapura. per assicurare il controllo degli estraibili e delle particelle.

Conformi a:

- PPE Cat III Direttiva CEE 89/686
- AQL 1.5
- EN374-1:2003 protezione da spruzzi di sostanze chimiche
- EN374-2:2003 livello 2 protezione contro i microrganismi
- ISO16604:2004 protezione da microorganismi



Code	Description	Packaging
LLG06286799	Occhiali Panoramici 619, blu, vent. diretta, lenti chiare/2C-1.2 U 1 B CE	1 pz.
LLG06286800	Occhiali Panoramici 619, blu, vent.indiretta, lenti chiare/2C-1.2 U 1 B CE	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

