

**Vasi Dewar, cilindrici, per CO2 ed LN2****KGW**

Vasi Dewar, cilindrici, per CO2 ed LN2. In DURAN®. DIN 12492. Forma cilindrica. Con rivestimento esterno di protezione in metallo blu o in alluminio strutturato. Con coperchio. Maniglia per trasporto come indicato sotto.



Code	Description	Packaging
LLG09032131	Vasi Dewar, DURAN, 10 L, Øint. 200 mm, h int. 350 mm, c/maniglia	1 pz.
LLG09032742	Vasi Dewar, DURAN, 10 L, Øint. 200 mm, h int. 350 mm, c/maniglia	1 pz.
LLG09032132	Vasi Dewar, DURAN, 14 L, Øint. 200 mm, h int. 500 mm, c/maniglia	1 pz.
LLG09032133	Vasi Dewar, DURAN, 21 L, Øint. 250 mm, h int. 480 mm, impugnature laterali	1 pz.
LLG09032743	Vasi Dewar, DURAN, 21 L, Øint. 250 mm, h int. 480 mm, impugnature laterali	1 pz.
LLG09032134	Vasi Dewar, DURAN, 28* L, Øint. 250 mm, h int. 620 mm, impugnature laterali	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

