

**Vasi Dewar da trasporto, cilindrici, per CO2 ed LN2****KGW**

Vasi Dewar da trasporto, cilindrici, per CO2 ed LN2. DURAN®. DIN 12492. A forma cilindrica. Con rivestimento esterno di protezione in metallo blu. Con coperchio e maniglia di trasporto in alluminio.



Code	Description	Packaging
LLG09032726	Vasi Dewar, DURAN, da trasporto Tipo 26 B, 1 L Øint. 100 mm h int. 150 mm	1 pz.
LLG09032739	Vasi Dewar da trasporto, cilindrici, per CO2 ed LN2, Tipo 29 BE, Capacità 4 l, Ø int. 138 mm, Altezza interna 310 mm	1 pz
LLG09032727	Vasi Dewar, DURAN, da trasporto Tipo 27 B, 2 L Øint. 138 mm h int. 170 mm	1 pz.
LLG09032737	Vaso Dewar, in acciaio, 2 L, mod. 27be	1 pz
LLG09032728	Vasi Dewar, DURAN, da trasporto Tipo 28 B, 3 L Øint. 138 mm h int. 230 mm	1 pz.
LLG09032738	Vasi Dewar da trasporto, cilindrici, per CO2 ed LN2, Tipo 28 BE, Capacità 3 l, Ø int. 138 mm, Altezza interna 230 mm	1 pz
LLG09032729	Vasi Dewar, DURAN, da trasporto Tipo 29 B, 4 L Øint. 138 mm h int. 310 mm	1 pz.
LLG09032736	Vasi Dewar da trasporto, cilindrici, per CO2 ed LN2, Tipo 26 BE, Capacità 1 l, Ø int. 100 mm, Altezza interna 150 mm	1 pz

