



## Filtri senza siringa SEPARA

Filtri senza siringa SEPARA. SEPARA integra in un unico dispositivo un vials, una membrana di filtrazione, uno stantuffo e un tappo/setto. Il processo di filtraggio a singolo step è efficiente e consente di risparmiare tempo. Veloce e semplice da usare. Riduce la perdita di campione. Dopo la filtrazione il campione è pronto per l'uso nella maggior parte degli autocampionatori standard. Il tappo pre-fessurato assicura un trasferimento facile e pulito del campione. 5 diversi materiali del setto, vial in PP con Ø 12 x 33 mm, capacità filtraggio 0.48 ml, volume morto 30 µl, temperatura massima di esercizio 50 °C.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06287346 | Filltri senza siringa SEPARA, Memb.Cellulosa Rigenerata, pori 0,45 µm, nero | 100 pz.   |
| LLG06287344 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana NYLON, pori 0,45 µm, blu             | 100 pz.   |
| LLG06287348 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PES, pori 0,45 µm, verde             | 100 pz.   |
| LLG06287341 | Filltri senza siringa SEPARA, Membr.Cellulosa Rigener., pori 0,22µm, grigio | 100 pz.   |
| LLG06287339 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana Nylon, pori 0,22 µm, blu chiaro      | 100 pz.   |
| LLG06287343 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PES, pori 0,22 µm, verde chiaro      | 100 pz.   |
| LLG06287347 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PVDF, pori 0,45 µm, arancione        | 100 pz.   |
| LLG06287340 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PTFE, pori 0,22 µm, rosa             | 100 pz.   |
| LLG06287345 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PTFE, pori 0,45 µm, rosso            | 100 pz.   |
| LLG06287342 | Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PVDF, pori 0,22 µm, giallo           | 100 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

