

**Provette criogeniche, PP****BRAND****Provette criogeniche, PP**

Studiate per lo stoccaggio di materiali biologici come microrganismi, cellule umane e animali ecc..

Graduate, diametro 12.5 mm. Larga area smerigliata scrivibile e tappo con inserto colorato per una semplice identificazione del campione. Stabili sino a -196°C. Sterili a raggi gamma (SAL 10-6) e autoclavabile a 121 °C (2 bar), DIN EN 285. I vials criogenici sono sterili, esenti da RNase, DNA ed endotossine.



Code	Description	Packaging
LLG06206393	Provette criogeniche, PP, Fondo tondo, Capacità 2.0 ml, Graduaz. fino a 1,8 ml, Altezza 47 mm, Filettatura Esterna	1000 pz
LLG06801655	Provette criogeniche, PP, Descrizione Con base di appoggio, Capacità 1.2 ml, Graduaz. fino a 1 ml, Altezza 41 mm, Filettatura Esterna	1000 pz
LLG06802266	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 3.0 ml, Graduaz. fino a 3 ml, Altezza 70 mm, Filettatura Esterna	1000 pz
LLG07053349	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 2.0 ml, Graduaz. fino a 1,8 ml, Altezza 49 mm, Filettatura Interna	1000 pz
LLG07059827	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 4.0 ml, Graduaz. fino a 3,6 ml, Altezza 76 mm, Filettatura Esterna	1000 pz
LLG07079366	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 2.0 ml, Graduaz. fino a 1,8 ml, Altezza 49 mm, Filettatura Esterna	1000 pz
LLG07300349	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 5.0 ml, Graduaz. fino a 4,5 ml, Altezza 90 mm, Filettatura Esterna	1000 pz
LLG07300557	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 1.2 ml, Graduaz. fino a 1 ml, Altezza 41 mm, Filettatura Interna	1000 pz
LLG07604109	Provette criogeniche, PP, Fondo tondo, Capacità 2.0 ml, Graduaz. fino a 1,8 ml, Altezza 48 mm, Filettatura Interna	1000 pz
LLG07610567	Provette criogeniche, PP, Fondo tondo, Capacità 5.0 ml, Graduaz. fino a 4,6 ml, Altezza 90 mm, Filettatura Interna	1000 pz
LLG09401223	Provette criogeniche, PP, Fondo tondo, Capacità 4.0 ml, Graduaz. fino a 3,6 ml, Altezza 70 mm, Filettatura Interna	1000 pz
LLG09401224	Provette criogeniche, PP, Con base di appoggio, Capacità 4.0 ml, Graduaz. fino a 3,6 ml, Altezza 71 mm, Filettatura Interna	1000 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

