

**Olio al silicone, ISOLIER 72****CRC**

Olio al silicone, ISOLIER 72 Un olio isolante di alta qualità, a base di silicone, viscoso, impedisce scariche a scintilla, ferma perdite di corrente ed elimina l'effetto corona. È idrorepellente e quindi molto efficace come protettore contro l'umidità, con eccellenti proprietà dielettriche. Può essere utilizzato a temperature da -50 °C a + 200 °C.



Code	Description	Packaging
LLG07086627	Olio al silicone, ISOLIER 72, capacità 200 ml ATTENZIONE! Ordine minimo 12 conf. o multipli di 12 conf.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

