



Kit test per analisi fotometriche, pronti all'uso pHotoLab® / pHotoFlex®.

A: memorizzato in photoLab® S6, S12 e Spektral.

B: memorizzato in photoLab® S12 e Spektral.

C: memorizzato in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH e pHotoFlex Turb

D: memorizzato in photoLab® 6000

Test senza reagenti:

- Cu-bagno di rame, 690 nm, 820 nm - bagno di rame - B
- CrO3 - bagno di cromatura - bagno di cromatura - B
- Ni - bagno di nichelatura - bagno di nichelatura - B
- HZ - colore Hazen - colore Hazen - B
- IFZ - numero di iodio, 340 nm, 455 nm - numero di iodio - B
- m-1 (DFZ) - colorazione - FB445 - B, C
- m-1 (DFZ) - colorazione - FB525 - A, C
- m-1 (DFZ) - colorazione - FB620 - B, C
- FAU - torbidità 620 - T620 - B
- E - estinzione - Estinzione - A, B, C
- SAK - coefficiente spettrale assorbimento a 254 e 436 nm photoLab® 6100

VIS (436nm) e photoLab® 6600 UV-Vis (254/436 nm)

Altri test su richiesta, informazioni sul range sono basate sul range massimo e possono essere inferiori per pHotoFlex®.



Code	Description	Packaging
LLG09920906	Kit tipo 14825, Al, alluminio, per B, C, 0,02-1,2 mg/L, determinazioni 300	1 pz.
LLG09920905	Kit tipo 14831, Ag, argento, per B, C, 0,25-3,00 mg/L, determinazioni 100	1 pz.
LLG09920907	Kit tipo 14821, Au, oro, per B, C, 0,50-12,00 mg/L, determinazioni 80	1 pz.
LLG09920909	Kit tipo 14815, Ca, calcio, per B, C, 5,00-160,00 mg/L, determinazioni 100	1 pz.
LLG09920873	Kit tipo 14834, Cd, cadmio, per A, C, 0,025-1,00 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920946	Kit tipo 01745, Cd, cadmio, per A, C, 0,002-0,50 mg/L, determinazioni 55	1 pz.
LLG09920910	Kit tipo 14730, Cl, cloruri, per A, C, 5,00-125,00 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920911	Kit tipo 14897, Cl, cloruri, per B, C, 2,5-250,00 mg/L, determinazioni 100	1 pz.
LLG09920949	Kit tipo 00595, Cl ₂ libero, per A, C, 0,03-6,00 mg/L, determinazioni 200	1 pz.
LLG09920950	Kit tipo 00597, Cl ₂ libero e tot., per A, C, 0,03-6,00 mg/L, deter. 200	1 pz.
LLG09920951	Kit tipo 00599, Cl ₂ libero e totale, per B, 0,01-6,00 mg/L, determ. 200	1 pz.
LLG09920864	Kit tipo Cl-3 TP, Cl ₂ , cloro tot., per C, D, 0-2,00 mg/L, deter. 100	1 pz.
LLG09920881	Kit tipo 14561, CN, cianuri, per A, C, 0,01-0,50 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920914	Kit tipo 09701, CN, cianuri, per B, C, 0,002-0,5 mg/L, determinazioni 100	1 pz.
LLG09920879	Kit tipo 14555, O ₂ COD, COD, per A, C, 500-10000 mg/L, determinazioni 25	1 pz
LLG09920934	Kit tipo 14690, O ₂ COD, COD, per A, C, 50-500 mg/L mg/L, determinazioni 25	1 pz
LLG09920936	Kit tipo 14895, O ₂ COD, COD, per A, C, 15-300 mg/L mg/L, determinazioni 25	1 pz
LLG09920957	Kit tipo C4/25, O ₂ COD, COD, per A, C, 25-1500 mg/L mg/L, determin. 25	1 pz
LLG09920915	Kit tipo 14758, Cr, cromo, per B, 0,01-3,00 mg/L, determinazioni 250	1 pz.
LLG09920862	Kit tipo Cu-1 TP, Cu, rame, per C, D, 0,00-5,00 mg/L, determinazioni 100	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09920887	Kit tipo 14553, Cu, rame, per A, C, 0,05-8,00 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920916	Kit tipo 14767, Cu, rame, per B, C, 0,02-6,00 mg/L, determinazioni 250	1 pz.
LLG09920966	Kit tipo 00809, F, fluoruri, per A,C, 0,10-1,80 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920883	Kit tipo 14549, Fe, ferro, per A, C, 0,05-4,00 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920917	Kit tipo 14761, Fe, ferro, per B, C, 0,005-5,00 mg/L, determinazioni 1000	1 pz.
LLG09920918	Kit tipo 14896, Fe, ferro, per C, 1,00-50,00 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920919	Kit tipo 00961, GH, durezza tot./Ca, per A, C, 5,00-215,00 mg/L, deter. 25	1 pz.
LLG09920886	Kit tipo 14562, K, potassio, per A, C, 5,0-50,0 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920953	Kit tipo 00815, Mg, magnesio, per A, C, 5,0-75,0 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920924	Kit tipo 14770, Mn, manganese, per B, C, 0,01-10 mg/L, determinazioni 500	1 pz.
LLG09920963	Kit tipo 00816, Mn, manganese, per A, C, 0,10-5,00 mg/L, determinazioni 25	1 pz.
LLG09920965	Kit tipo Mo-1 TP, Mo, molibdeno, per C, D, 0,0-35,0 mg/L, determ. 100	1 pz.
LLG09920983	Kit tipo 09711, N ₂ H ₄ , idrazina, per B, 0,005-2,00 mg/L, determinazioni 100	1 pz.
LLG09920926	Kit test CombiCheck per fotometro, tipo 14763, per photoLab® S6, S12, Spektral, azoto totale, range di misura 10-150 mg/L, numero determinazioni 25, cuvette tonde, volume campione richiesto 1 mL	1 pz
LLG09920964	Kit tipo 19252, Mo, molibdeno, per B, 0,5-45,0 mg/L, determinazioni 100	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

