



Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision

Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision. Tubi NMR Precision a parete sottile. Per ottimizzare il rapporto segnale-rumore, i tubi di precisione NMR hanno minime impurità paramagnetiche che influenzerebbero la regolazione.

- Fattore di riempimento maggiore del 10% rispetto ai tubi economy
- Per temperature fino a 230 °C ed entro una temperatura di 120 °C
- Ideali per esperimenti che richiedono una qualità critica di spalmatura (campi alti/ultra alti, non-spinning, multidimensionale, multi-nuclei, DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
- Diametro esterno: 4.9635 ± 0.0065 mm
- Diametro interno: 4.2065 ± 0.0065 mm (4.21 ± 0.13 mm at 100 MHz)
- Spessore pareti: 0.38 mm



Code	Description	Packaging
LLG04683157	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh. 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 4 µm	25 pz
LLG06287505	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 800MHz, L.178mm, concen.3,8µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287506	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 800MHz, L.203mm, concen.3,8µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287507	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 1000MHz L.178mm concent.2,5µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287508	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 1000MHz L.203mm concent.2,5µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG04683128	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 13 µm	5 pz
LLG06287502	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 600MHz, L.178mm, concent.13µm, curv.6µm	1 pz.
LLG06287503	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 600MHz, L.203mm, concent.13µm, curv.6µm	1 pz.
LLG06287504	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 600MHz, L.229mm, concent.13µm, curv.6µm	1 pz.
LLG04683083	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683088	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683093	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG06287493	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 350MHz, L.178mm, concent.51µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287494	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 350MHz, L.203mm, concent.51µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287495	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 350MHz, L.229mm, concent.51µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287499	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 500MHz, L.178mm, concent.25µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287500	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 500MHz, L.203mm, concent.25µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287501	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 500MHz, L.229mm, concent.25µm, curv.13µm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04683071	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG06287490	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 300MHz, L.178mm, concent.51µm, curv.25µm	1 pz.
LLG06287491	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 300MHz, L.203mm, concent.51µm, curv.25µm	1 pz.
LLG06287492	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 300MHz, L.229mm, concent.51µm, curv.25µm	1 pz.
LLG06287496	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 400MHz, L.178mm, concent.25µm, curv.25µm	1 pz.
LLG06287497	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 400MHz, L.203mm, concent.25µm, curv.25µm	1 pz.
LLG06287498	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 400MHz, L.229mm, concent.25µm, curv.25µm	1 pz.
LLG04682838	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,21 ± 0,13 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 76 µm	5 pz
LLG04682839	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,21 ± 0,13 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 76 µm	5 pz
LLG04682840	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,21 ± 0,13 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 76 µm	5 pz
LLG06287484	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 100MHz, L.178mm, concent.76µm, curv.51µm	1 pz.
LLG06287485	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 100MHz, L.203mm, concent.76µm, curv.51µm	1 pz.
LLG06287486	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 100MHz, L.229mm, concent.76µm, curv.51µm	1 pz.
LLG06287487	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 200MHz, L.178mm, concent.51µm, curv.51µm	1 pz.
LLG06287488	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 200MHz, L.203mm, concent.51µm, curv.51µm	1 pz.
LLG06287489	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Precision, 200MHz, L.229mm, concent.51µm, curv.51µm	1 pz.
LLG04683156	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 4 µm	100 pz
LLG04682842	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz



Code	Description	Packaging
LLG04683072	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683131	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 13 µm	5 pz
LLG04683158	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 3 µm	50 pz
LLG04682841	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04682858	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04682863	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	1 pz
LLG04683068	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04683136	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 13 µm	5 pz
LLG04682853	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision	5 pz