



Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Economy

Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Economy. Tubi NMR a pareti sottili Economy. Progettati per l'uso di routine negli spettrometri NMR moderni, questi tubi Wilmad OD 5mm sono garantiti per adattarsi al 100 % in qualsiasi turbina spinner e per fornire un background NMR nullo. Per esperimenti con piccole molecole organiche (Peso Molecolare ~ 500) solo a temperatura ambiente.

- Diametro esterno: 4.947 ± 0.019 mm
- Diametro interno: 4.1 mm
- Spessore pareti: 0.43 mm



Code	Description	Packaging
LLG04683484	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø interno 4,1 mm, lungh. 203 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 4 µm, curvatura 3,8 µm, frequenza massima 600 MHz	5 pz
LLG04683485	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 3 µm, curvatura 3,8 µm, frequenza massima 700 MHz	5 pz
LLG06287523	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 600MHz, L.178mm, concent.3,8µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287524	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 600MHz, L.203mm, concent.3,8µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287525	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 700MHz, L.178mm, concent.2,5µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287526	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 700MHz, L.203mm, concent.2,5µm, curv.3,8µm	1 pz.
LLG06287521	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 500MHz, L.178mm, concent.13µm, curv.6µm	1 pz.
LLG06287522	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 500MHz, L.203mm, concent.13µm, curv.6µm	1 pz.
LLG04683482	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 203 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 13 µm, curvatura 6,0 µm, frequenza massima 500 MHz	5 pz
LLG06287517	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 300MHz, L.178mm, concent.51µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287518	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 300MHz, L.203mm, concent.51µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287520	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 400MHz, L.203mm, concent.13µm, curv.13µm	1 pz.
LLG06287515	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 200MHz, L.178mm, concent.51µm, curv.25µm	1 pz.
LLG06287516	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 200MHz, L.203mm, concent.51µm, curv.25µm	1 pz.
LLG04683460	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 51 µm, curvatura 50 µm, frequenza massima 100 MHz	5 pz
LLG04683477	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 51 µm, curvatura 13,0 µm, frequenza massima 300 MHz	5 pz

Code	Description	Packaging
LLG06287513	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 100MHz, L.178mm, concent.51µm, curv.50µm	1 pz.
LLG06287514	Tubi NMR, 5mm, Wilmad, Economy, 100MHz, L.203mm, concent.51µm, curv.50µm	1 pz.
LLG04683470	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 51 µm, curvatura 25,0 µm, frequenza massima 200 MHz	5 pz
LLG04683478	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 203 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 51 µm, curvatura 13,0 µm, frequenza massima 300 MHz	5 pz
LLG04683480	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 203 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 13 µm, curvatura 13,0 µm, frequenza massima 400 MHz	5 pz
LLG04683481	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 13 µm, curvatura 6,0 µm, frequenza massima 500 MHz	5 pz
LLG04683483	Tubi NMR 5 mm, Wilmad, Economy, Ø esterno 4,947 ± 0,019 mm, Ø int. 4,1 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,43 mm, concentricità 4 µm, curvatura 3,8 µm, frequenza massima 600 MHz	5 pz

