

**Agitatore per provette VORTEX 2****IKA**

Agitatore per provette VORTEX 2.

Caratteristiche

- Tipo di movimento: orbitale/vortex
- Diametro orbita: 4 mm
- Max. quantità agitabile: 400 g
- Potenza motore assorbita /erogata: 39 / 9 W
- Range velocità regolabile: da 500 a 2500 rpm
- Dimensioni (L x P x H): 120 x 138 x 140 mm
- Peso: 3,9 kg
- Classe di protezione DIN EN 60529: IP 21



Code	Description	Packaging
LLG07971443	Agitatore per provette VORTEX 2, 0,4000 kg, 500/2500 rpm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

