

**Mini coolers, PC****BRAND****Mini coolers, PC**

I Mini coolers sono dedicati alla protezione di un ampio range di soluzioni (enzimi, DNA, RNA, sospensioni di cellule) aiutando a mantenere sul banco del laboratorio le temperature da freezer. Prodotti in PC duraturo riempiti con gel non tossico. I Mini coolers portano 12 provette da 0.5 a 2 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06802253	Mini cooler, 12 posti, PC, Colore Rosso, Temp. mantenuta sul tavolo di laboratorio 0 °C, fino a 60 min	1 pz
LLG07090437	Mini cooler, 12 posti, PC, Colore Bianco, Temp. mantenuta sul tavolo di laboratorio -70 °C fino a 45 min	1 pz
LLG07300442	Mini cooler, 12 posti, PC, Colore Giallo, Temp. mantenuta sul tavolo di laboratorio -20 °C, fino a 60 min	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

