

**Tappo per bottiglie UN serie 310, PP, con approvazione UN****Kautex**

Tappo per bottiglie UN serie 310, PP, con approvazione UN. Tipo 1 PP, nero, anello, guarnizione in PTFE. Tipo 2 PP, nero, anello in PP rosso, guarnizione in PTFE. Tipo 3 PP, rosso, anello in PP rosso, con sfiato, guarnizione in PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG09073380	Tappo per bottiglie, appr. UN, PP, tipo 2, Øfil.45 mm, per 500/1000/2500mL	1 pz.
LLG09073381	Tappo per bottiglie, appr. UN, PP, tipo 3, Øfil.45 mm, per 500/1000/2500mL	1 pz.
LLG09073379	Tappo per bottiglie, appr. UN, PP, tipo 1, Øfil.45 mm, per 500/1000/2500mL	1 pz.
LLG09073480	Tappi con sigillo per serie 310, filettatura 32 GL, per 100-250 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

