

**Sottoganti poliestere, nylon****As One**

Sottoganti poliestere, nylon. I sottoganti 100% poliestere o nylon sono altamente traspiranti e hanno un'ottima vestibilità grazie alla loro elevata flessibilità. Il bracciale al polso viene lavorato in modo da impedire la formazione e quindi la generazione di pelucchi, rendendolo ideale per l'uso in camere bianche. Inoltre, i guanti possono essere utilizzati non solo come sottoganti, ma anche per lavori di precisione, per evitare impurità quali ad es. impronte digitali. Per essere in grado di riconoscere più facilmente i diversi formati, i guanti si differenziano per i colori dei polsini. Cartone con 30 x 10 paia.



Code	Description	Packaging
LLG04659018	Sottoganti poliestere, nylon, misura XL, in poliestere, colore marrone	300 pz
LLG04659019	Sottoganti poliestere, nylon, misura L, in poliestere, colore grigio	300 pz
LLG04659020	Sottoganti poliestere, nylon, misura M, in poliestere, colore verde	300 pz
LLG04659021	Sottoganti poliestere, nylon, misura S, in poliestere, colore bianco	300 pz
LLG04659022	Sottoganti poliestere, nylon, misura XL, in nylon, colore marrone	300 pz
LLG04659023	Sottoganti poliestere, nylon, misura L, in nylon, colore grigio	300 pz
LLG04659024	Sottoganti poliestere, nylon, misura M, in nylon, colore verde	300 pz
LLG04659025	Sottoganti poliestere, nylon, misura S, in nylon, colore bianco	300 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

