

**Maschera monouso per Camera bianca, polipropilene****ASPURE**

Maschera monouso in polipropilene per camera bianca. Dimensioni: 180 x 95 mm. La benda per le orecchie è realizzata in materiale a basso particolato (Uretano), la clip per il naso è in polietilene. Elevata efficienza di raccolta a causa della sua struttura a 3 strati.

- Confezionata in camera bianca
- Adatta per Camera bianca classe ISO 5.
- Confezionamento: 40 x 50 pezzi



Code	Description	Packaging
LLG04659068	Maschera monouso per camera bianca, in polipropilene	2000 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

