

**Tappo per serie 310 PETG e PVC****Kautex**

Tappo per serie 310 PETG e PVC. A vite. Colore nero. Per flaconi bocca larga in PVC (trasparente e marrone-trasparente) ed in PETG.



Code	Description	Packaging
LLG09073070	Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 32 mm, per bottiglie 50 ml	1 pz.
LLG09073075	Tappo per serie 310, per Ø filettatura esterna 80 mm, per bottiglie 2000 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

