

**Salviette per Camera bianca, poliestere****ASPURE**

Salviette per camera bianca in poliestere 100%, 229 x 229 mm, tagliate al laser. Il numero di particelle ed i residui di evaporazione sono mantenuti al minimo. La formazione di polvere e lanugine dalla superficie di taglio viene mantenuta al minimo grazie all'utilizzo della tecnica di taglio al laser. L'uso di fibre lunghe in poliestere evita la generazione di residui. Adatto per camera bianca classe ISO 5.



Code	Description	Packaging
LLG04659070	Salviette in poliestere, dim. 229x229 mm, camera bianca classe ISO 5	150 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

