

**Mini-campionatore, PTFE****Bürkle**

Mini-campionatore, PTFE. Per campioni ultrapuri. Adatto anche per olii viscosi. Completati di un vaso portacampioni in PFA da 180 ml, 5 m di tubo di aspirazione in PTFE (6 x 8 mm), una taglierina per tubi, un peso per tubo in acciaio inossidabile e 20 etichette adesive di sicurezza in un astuccio.



Code	Description	Packaging
LLG09303975	Mini-campionatore Mini-Sampler PTFE	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

