

**Salviette per camera bianca, poliestere / nylon****ASPURE**

Salviette per camera bianca prodotte in 80% poliestere e 20% nylon, 229 x 229 mm, taglio termico, spessore: $410 \pm 30 \mu\text{m}$, Assorbimento acqua: 412,32 g / m². Peso: $210 \pm 10 \text{ g} / \text{m}^2$. La fibra divisa utilizzata produce effetti di pulizia eccellenti. Adatte per camera bianca classe ISO 5.



Code	Description	Packaging
LLG04659071	Salviette, poliestere/nylon, 229x229 mm, camera bianca classe ISO 5	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

