

**Salviette per camera bianca, poliestere / nylon****ASPURE**

Salviette per camera bianca prodotte in 87% poliestere e 13% nylon. 229 x 229 mm, tagliate al laser, lavate con acqua pura. Eccellente soppressione della polvere ed efficienza di pulizia grazie alla fibra divisa. Adatte per camera bianca classe ISO 5.



Code	Description	Packaging
LLG04659072	Salviette, poliestere/nylon, dim. 229x229 mm, camera bianca classe ISO 5	150 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

