

**Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazioni bianche**

Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazioni bianche
Il disegno perfetto del becco assicura il versamento senza gocciolamenti. La base in polipropilene spessa e durevole riduce il rischio di rottura durante l'uso e la pulizia. La base si adatta perfettamente al corpo del cilindro e può essere facilmente smontata.



Code	Description	Packaging
LLG06286599	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 10 ml	2 pz.
LLG06286602	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 100 ml	2 pz.
LLG06286605	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 1000 ml	2 pz.
LLG06286600	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 25 ml	2 pz.
LLG06286603	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 250 ml	2 pz.
LLG06286601	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 50 ml	2 pz.
LLG06286604	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma alta, classe B, 500 ml	2 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

